

Tableau Comparatif

	SPÉCIFICATIONS	Système de gestion de l'insuline Omnipod®	Système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®
DEVICE	Taille du Pod (cm)	3,9 l x 5,2 L x 1,45 H	3,9 l x 5,2 L x 1,45 H
	Poids du Pod (g sans insuline)	25	26
	Réservoir	200 unités	200 unités
	Taille du PDM (cm)	6,21 l x 11,25 L x 2,5 H	6,3 l x 13,0 L x 1,0 H
	Poids du PDM (g)	125	106
	Écran tactile	Non	Oui
	Type de batterie	Pile alcaline AAA (2)	Batterie Lithium-ion rechargeable
	Autonomie de la batterie	Environ 3 semaines	Environ 2 jours en usage normal après une charge complète
	Set de perfusion	Auto-insertion de la canule	Auto-insertion de la canule
	Garantie	4 ans	4 ans
FEATURES	Étanchéité	Indice IPX8*	Indice IP28*
	Intégration CGM	Non	Non
	Lecteur de glycémie compatible	Intégré au PDM	Entrée manuelle, tout lecteur de glycémie peut être utilisé
	Logiciel de gestion des données	diasend® par Insulet	diasend® par Insulet
	Suivi des sites du Pod	Non	Oui
	Technologie sans fil. Distance maximale pour délivrer un bolus	Radio-fréquence bidirectionnelle (RF) jusqu'à 1,5m. Le Pod et le PDM doivent être côte à côte pour amorcer un nouveau Pod	Technologie sans fil Bluetooth® jusqu'à 1,5m. Le Pod et le PDM doivent être côte à côte pour amorcer un nouveau Pod
INSULIN DELIVERY	Incrément basal	0,05 U / h	0,05 U / h
	Débit de base à zéro	Non	Oui
	Rapport I/G	1 g / unité d'insuline	0,1 g / unité d'insuline
	Programmes débits basaux	7	12
	Pré-réglages basal temp	7	12
	Pré-réglages bolus	7	7

*Jusqu'à 7,6 metres de profondeur pendant 60 minutes. Le PDM n'est pas étanche

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, le logo Omnipod, DASH et le logo DASH sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Insulet Corporation aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous droits réservés. Glooko et diasend sont des marques de commerce de Glooko, Inc. et leur utilisation fait l'objet d'une autorisation. Le mot Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Insulet Corporation est autorisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques de commerce tierces ne constitue pas un aval et n'implique pas une relation ou toute autre affiliation. Zugerstrasse 74, 6340 Baar. INS-ODS-10-2019-00107 V3-CH

