

Omnipod DASH®-
insulinetoedieningsysteem



Nadia

OMNIPOD®-GEBRUIKER
SINDS 2018

Vereenvoudig uw leven met Pod Therapie

VEREENVOUDIG INSULINETOEDIENING.
VEREENVOUDIG HET LEVEN.



Simpel en discreet

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682*
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >



Lea R.

OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2014



1

Een draadloze, waterbestendige* Pod

Verlos uzelf van dagelijkse injecties, gedoe met draden, en aangepaste kleding.

2

Een Persoonlijke Diabetesmanager (PDM) met touchscreen

Discrete insulinetoeiding met een paar vingertikken.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De PDM is niet waterdicht. De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Zo gemakkelijk om ermee aan de slag te gaan

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682[†]
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >

1. Vul de Pod

Vul de Pod met maximaal 200 eenheden insuline.

2. Breng de Pod aan

De draadloze Pod kan bijna overal worden gedragen waar een injectie toegediend zou worden.

3. Tik op 'Start' op de PDM

De kleine, flexibele canule wordt automatisch ingebracht; u kunt het niet zien en amper voelen.





Lucy L.
OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2009

Aangepaste insuline- toediening met een paar vingertikken

Vragen?

BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682*
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK

WWW.OMNIPOD.COM >



Marcus B.
OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2017

A photograph of a person sitting on a wicker chair outdoors. The person is wearing blue jeans and white sneakers. In the background, a white dog is sitting on another wicker chair. The setting is a brick wall.

Ontwerp geïnspireerd door Omnipod® Gebruikers

Besteed minder tijd aan rekenen en meer aan het genieten van uw maaltijden

- > Snelle en gemakkelijke bolusdosering met ingebouwde boluscalculator.

Simpel, kleurrijk en intuïtief touchscreen

- > Gemakkelijk te gebruiken.
- > Discreet.
- > Vertrouwde smartphone-achtige technologie.

Gepersonaliseerde insulinetoediening


- > Mogelijkheid om bepaalde voorinstellingen te kiezen.
- > Mogelijkheid om basale snelheid op nul in te stellen.
- > Mogelijkheid om fractionele koolhydratenverhouding in te stellen (0,1g/U).
- > Tracker voor Pod-plaatsen om de gezondheid van de huid en de absorptie van de insuline te ondersteunen.

Tot 3 dagen non-stop insuline-toediening om 14 injecties te vermijden*



Omnipod:
1

vs.



MDI:
14

Consistente, handsfree inbrenging

- > Niet nodig om een injectienaald te zien of aan te raken.
- > Gemakkelijkere toegang tot verschillende plaatsingsmogelijkheden dankzij de auto-inbrengingsfunctie van de Pod.

Discrete insulinetoediening

- > De Omnipod DASH® Pod is klein, licht en discreet.
- > Draadloos - beweeg vrij en draag wat u wilt zonder u zorgen te maken om een draad die in de weg zit.
- > Niet nodig om uw dagelijkse activiteiten te onderbreken voor handmatige injecties.

Gemakkelijke aanpassingen van de behandeling

- > Basaalsnelheid snel en gemakkelijk aanpassen.
- > Insuline toedienen in stappen van 0,05 eenheden.
- > Bewaart tot 90 dagen de geschiedenis van insulinegegevens.

Merk op dat u met uw zorgverlener moet overleggen om uw geschiktheid voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem te bepalen.

*Gemiddeld aantal benodigde injecties per 3 dagen (MDI ~4,5 per dag)



Kishon K.

OMNIPOD[®]GEBRUIKER
SINDS 2014

Voordelen van een pomp plus Podcomfort en -gemak

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682¹
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >



Joy S.

OMNIPOD[®]GEBRUIKER
SINDS 2014



De Pod is waterbestendig* - hoeft niet losgekoppeld te worden om te douchen of zwemmen

- > Blijf verbonden met uw basale insulinetoediening - en uw favoriete activiteiten zonder beperkt te worden.

Geen zorgen over draden of plaatsingsbeperkingen

- > Diabetes hebben is al moeilijk genoeg. Waarom zou u genoeg nemen met bedrading die uw bewegingsvrijheid beperkt en pompen die vervelend kunnen zijn om te dragen?

Geen aangepaste kleding

- > Dankzij de Pod hoeft u geen kledingkeuzes te maken op basis van lompe traditionele insulinepompen of bedrading.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De Persoonlijke Diabetesmanager is niet waterdicht.

Waarom een Omnipod® Gebruiker kiest voor het Omnipod®-systeem?

Vragen?

BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682*
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK

WWW.OMNIPOD.COM >

Gebruiksgemak

> Sita houdt niet van injecties.

“Met een Pod voel ik één keer om de drie dagen een klein prikje in plaats van elke dag vijf pijnlijke injecties. Het is zo veel gemakkelijker om goed voor mezelf te zorgen.”

“Mijn focus op gezondheid is zo veel gemakkelijker nu ik kan leven, lachen en van mijn leven genieten.”

Sita S.
OMNIPOD®-GEBRUIKER
SINDS 2016

Dit verhaal van een gebruiker over het Omnipod®-systeem gaat over de ervaring van een individu met de behandeling met het Omnipod®-systeem. Het verhaal is echt, kenmerkend en opgetekend. Het verhaal van het individu geeft echter geen indicatie, advies of garantie over de reactie van andere personen op het gebruik van het Omnipod®-systeem. De reactie van andere mensen kan anders zijn. Overleg met uw diabeteszorgverlener om uw geschiktheid voor het Omnipod®-systeem te bepalen.



Maak het delen van gegevens gemakkelijk

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682*
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >





diasend® van Insulet

- > Geeft u en uw zorgverleners probleemloze toegang tot uw gegevens met diasend® management systeem van Insulet.
- > Beperkt de uploadtijd van gegevens tijdens poli-bezoeken.
- > Maakt het mogelijk voor u en uw zorgverleners om samen te werken aan uw behandeling en om betere beslissingen te nemen over uw diabetesbeheer.



Uitstekende klantendienst en klanten- onder- steuning

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 17682[†]
(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >



omnipod[®]
Support
Programme

Productondersteuning

- > Beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week, zelfs als u in het buitenland bent.

**VOEL EENS HOE HET IS OM EEN
POD TE DRAGEN.
VOOR EEN POD PROBEER-KIT*
BEZOEK WWW.OMNIPOD.COM**

De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Programma aanbod

De Pod demo**(Pod Probeer-Kit)

- > Probeer nu een gratis, niet-werkende demo-Pod thuis om een voorproefje van het Omnipod DASH®-systeem te krijgen voordat u ermee aan de slag gaat.

Omnipod DASH®-systeem training

- > Overleg met uw diabeteszorgverlener om meer te leren over de trainingsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor alle Omnipod® Gebruikers.

Onderwijs- en trainingsmiddelen

- > Instructiefilmpjes, handleidingen, handige tips en extra voorlichtings- en trainingsmiddelen zijn hier op elk gewenst moment beschikbaar.

Afvalbeleid van Insulet voor Pods

- > Het afvalbeleid van Insulet biedt Omnipod® Gebruikers een alternatieve manier voor het verwerken van gebruikte Pods zodat u overbodig afval kunt vermijden. Neem contact op met het Omnipod® Klantenserviceteam voor meer informatie over het afvalbeleid van Insulet en hoe u uw eerste afvalkit aan kunt vragen.

Samenwerking van Insulet met Glooko® + diasend®

- > Dankzij Glooko + diasend®, hebben gebruikers toegang tot al hun diabetesinformatie op één gemakkelijk te gebruiken platform. diasend® van Insulet maakt het mogelijk uw diabetespatronen te bekijken op uw smartphone of computer, inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolgrelaties van uw activiteiten op uw bloedsuikerspiegel en gemakkelijk diabetesgegevens te delen met uw diabeteszorgverlener.

*De Pod Probeer-Kit kan niet rechtstreeks door patiënten besteld worden in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. In die landen is de Pod Probeer-Kit enkel beschikbaar voor zorgverleners.

**De Pod demo is een naaldvrije, niet-werkende Pod die tot 3 dagen gedragen kan worden.

Technische specificaties

Pod-ontwerp

Grootte

3,9 cm breed x 5,2 cm lang x 1,45 cm hoog

Insuline

Bevat maximaal 200 eenheden snelwerkende U-100 insuline

Gemiddeld gewicht

26 g zonder insuline

Kenmerken Persoonlijke Diabetesmanager

Alarmen

Instelbaar volume en trilalarmen

Signalen/Herinneringen

BG-herinnering

Uiterste gebruiksdatum Pod

Bijna leeg reservoir

Bolusherinneringen

Programmaherinneringen

Andere functies

4,0 inch LCD-Touchscreen

Boluscalculator

Bluetooth® draadloze technologie

Historie van gegevens tot 90 dagen

Toediening van bolusinsuline

Verhogingsstap voor bolus

0.05 eenheden

Correctiefactor

1:1 tot 1:400 mg/dl in verhogingsstappen van 1 mg/dl

0,1 tot 16,7 mmol/l in verhogingsstappen van 0,1 mmol/l

Insuline/KH-verhouding

1:1 tot 1:150 g in verhogingsstappen van 0,1 g

Maximale bolusgrootte

30 eenheden

Toediening van de basaalinsuline

Minimale bas. snelh.

0.00 units/hour

Maximale bas. snelh.

30 eenheden/uur

Basaalstappen

0,05 eenheden/uur

Tijdelijke basaalduur

30 minuten tot 12 uur

Verhogingsstappen van 30 minuten



Kelly R.
OMNIPOD®GEBRUIKER
SINDS 2019

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningsysteem is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben.

Het Omnipod DASH®-systeem is getest en veilig bevonden voor gebruik met de volgende soorten U-100-insuline: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® of Apidra®. Zie de gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor de volledige veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten en instructies.




WWW.OMNIPOD.COM >



† Telefoongesprekken kunnen worden gemonitord en opgenomen voor kwaliteitsdoelinden. Telefoongesprekken met 0800-nummers zijn gratis vanaf lokale vaste lijnen, maar netwerken kunnen kosten in rekening brengen.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Glooko en diasend zijn handelsmerken van Glooko, Inc. en worden met toestemming gebruikt. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Insulet Corporation is onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende merkhouders. Het gebruik van handelsmerken van derden vormt geen onderschrijving van het product en impliceert geen commerciële relatie of andersoortige verbondenheid. 1 King Street, 5th Floor, Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-03-2020-00166 V2



Marcus B.
OMNIPOD®GEBRUIKER
SINDS 2017