

Omnipod DASH®-
insulinetoedieningsysteem



Archie H.
OMNIPOD®-GEBRUIKER
SINDS 2017

Vereenvoudig uw leven met Pod Therapie

VEREENVOUDIG INSULINETOEDIENING.
VEREENVOUDIG HET LEVEN.

omnipod[®]
DASH[®]

Simpel en discreet

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512[†]
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >

Alexis B.

OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2013





1

Een draadloze, waterbestendige* Pod

Verlos uzelf van dagelijkse injecties, gedoe met draden, en aangepaste kleding.

2

Een Persoonlijke Diabetesmanager (PDM) met touchscreen

Discrete insulinetoeiding met een paar vingertikken.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De PDM is niet waterdicht. De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Eenvoudig in 1, 2, 3 stappen

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512[†]
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >

1. Vul de Pod

Vul de Pod met maximaal 200 eenheden insuline.

2. Breng de Pod aan

De draadloze Pod kan bijna overal worden gedragen waar een injectie toegediend zou worden.

3. Tik op 'Start' op de PDM

De kleine, flexibele canule wordt automatisch ingebracht; u kunt het niet zien en amper voelen.

De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.





Taylor F.
OMNIPOD®-GEBRUIKER
SINDS 2017

50+ 100% 04:04

Pod (Actief)

Pod-insuline: 50+ E
(Vandaag, 04:05 bijgewerkt)

Verloopt: zondag
29 september om 04:04

Herinneringen
Uiterste gebruiksdatum
Herinner 4 uur van tevoren **ALTIJD AAN**

Bijna leeg reservoir:
Herinnering voor laatste 10 eenheden **ALTIJD AAN**

VERVANG POD

SLUITEN

Aangepaste insuline- toediening met een paar vingertikken


Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512[†]
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >



Ontwerp geïnspireerd door Omnipod® Gebruikers



Besteed minder tijd aan rekenen en meer aan het genieten van uw maaltijden

- > Snelle en gemakkelijke bolusdosering met ingebouwde boluscalculator.

Simpel, kleurrijk en intuïtief touchscreen

- > Gemakkelijk te gebruiken.
- > Discreet.
- > Vertrouwde smartphone-achtige technologie.

Gepersonaliseerde insulinetoediening


- > Mogelijkheid om bepaalde voorinstellingen te kiezen.
- > Mogelijkheid om basale snelheid op nul in te stellen.
- > Mogelijkheid om fractionele koolhydratenverhouding in te stellen (0,1g/U).
- > Tracker voor Pod-plaatsen om de gezondheid van de huid en de absorptie van de insuline te ondersteunen.

Tot 3 dagen non-stop insuline-toediening om 14 injecties te vermijden*



Omnipod:
1

vs.



MDI:
14

Consistente, handsfree inbrenging

- > Niet nodig om een injectienaald te zien of aan te raken.
- > Gemakkelijkere toegang tot verschillende plaatsingsmogelijkheden dankzij de auto-inbrengingsfunctie van de Pod.

Discrete insulinetoediening

- > De Omnipod DASH® Pod is klein, licht en discreet.
- > Draadloos - beweeg vrij en draag wat u wilt zonder u zorgen te maken om een draad die in de weg zit.
- > Niet nodig om uw dagelijkse activiteiten te onderbreken voor handmatige injecties.

Gemakkelijke aanpassingen van de behandeling

- > Basaalsnelheid snel en gemakkelijk aanpassen.
- > Insuline toedienen in stappen van 0,05 eenheden.
- > Bewaart tot 90 dagen de geschiedenis van insulinegegevens.

*Gemiddeld aantal benodigde injecties per 3 dagen (MDI ~4,5 per dag)



Nathaniel P.
OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2014

Wat zijn zoal de voordelen voor Omnipod® Gebruiker ?

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512†
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >





Giuliana P.
OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2016

Waterdicht*

- > Hoeft niet losgekoppeld te worden om te douchen of zwemmen.
- > Kinderen kunnen verbonden blijven aan hun insulinetoediening en ongestoord met hun favoriete activiteiten bezig zijn.

Comfortabel en draadloos

- > Niet nodig om kledingkeuzes te maken op basis van lompe insulinepompen.
- > Geen beperkte bewegingsvrijheid, ideaal voor actieve kinderen.
- > Geen zorgen over losrakende draden.
- > Geen gedoe met infusiesets.

Basale nulsnelheid

- > Kinderen met een lage insulinebehoefte kunnen hun basaalsegmenten zelfs op 0,00 eenheden/uur instellen.

Merk op dat u met uw zorgverlener moet overleggen om de geschiktheid van uw kind voor het Omnipod DASH*-insulinetoedieningssysteem te bepalen.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De Persoonlijke Diabetesmanager is niet waterdicht.

Voor Katie is het leven als Omnipod® Gebruiker zo veel aangenamer

Vragen?

BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512[†]
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK

WWW.OMNIPOD.COM >

School, sport en lekker gek doen

> Na zes maanden van meerdere dagelijkse injecties is Katie enthousiast over hoe ze spontaner kan zijn dankzij de Pod.

“In de zomer gaan we naar het meer, dus mijn vrienden en ik kunnen op elk moment in het water spelen, zwemmen en kajakken. Het is nu zo veel gemakkelijker voor mij.”

“Ik heb geen tijd om het rustig aan te doen. Met de Pod hoeft dat niet.”

Katie R.
OMNIPOD®GEBRUIKER
SINDS 2015

Dit verhaal van een gebruiker over het Omnipod®-systeem gaat over de ervaring van een individu met de behandeling met het Omnipod®-systeem. Het verhaal is echt, kenmerkend en opgetekend. Het verhaal van het individu geeft echter geen indicatie, advies of garantie over de reactie van andere personen op het gebruik van het Omnipod®-systeem. De reactie van andere mensen kan anders zijn. Overleg met uw diabeteszorgverlener om uw geschiktheid voor het Omnipod®-systeem te bepalen.



**Maak het
gemakkelijker
de gegevens
van uw kind
te zien**

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512*
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >





diasend® van Insulet

- > Geeft u en uw zorgverleners probleemloze toegang tot uw gegevens met diasend® management systeem van Insulet.
- > Beperkt de uploadtijd van gegevens tijdens poli-bezoeken.
- > Maakt het mogelijk voor u en uw zorgverleners om samen te werken aan uw behandeling en om betere beslissingen te nemen over uw diabetesbeheer.



Uitstekende klantendienst en klanten- onder- steuning

Vragen?

**BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP
0800 0229512[†]
(BUITEN NEDERLAND
00 31 20 798 9337)
OF BEZOEK**

WWW.OMNIPOD.COM >



Archie H.

OMNIPOD*GEBRUIKER
SINDS 2017

omnipod[®]
Support
Programme

Productondersteuning

- > Beschikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week, zelfs als u
in het buitenland bent.

**VOEL EENS HOE HET IS OM EEN
POD TE DRAGEN.
VOOR EEN POD PROBEER-KIT*
BEZOEK WWW.OMNIPOD.COM**

De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Programma aanbod

De Pod demo**(Pod Probeer-Kit)

- > Probeer nu een gratis, niet-werkende demo-Pod thuis om een voorproefje van het Omnipod DASH®-systeem te krijgen voordat u ermee aan de slag gaat.

Omnipod DASH®-systeem training

- > Overleg met uw diabeteszorgverlener om meer te leren over de trainingsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor alle Omnipod® Gebruikers.

Onderwijs- en trainingsmiddelen

- > Instructiefilmpjes, handleidingen, handige tips en extra voorlichtings- en trainingsmiddelen zijn hier op elk gewenst moment beschikbaar.

Vakantieleen-PDM***

- > Overal ter wereld ondersteuning, waar u ook bent. Vakantieleen-PDM's worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Neem contact op met het Omnipod® Klantenserviceteam voor meer informatie.

Afvalbeleid van Insulet voor Pods

- > Het afvalbeleid van Insulet biedt Omnipod® Gebruikers een alternatieve manier voor het verwerken van gebruikte Pods zodat u overbodig afval kunt vermijden. Neem contact op met het Omnipod® Klantenserviceteam voor meer informatie over het afvalbeleid van Insulet en hoe u uw eerste afvalkit aan kunt vragen.

Samenwerking van Insulet met Glooko® + diasend®

- > Dankzij Glooko + diasend®, hebben gebruikers toegang tot al hun diabetesinformatie op één gemakkelijk te gebruiken platform. diasend® van Insulet maakt het mogelijk uw diabetespatronen te bekijken op uw smartphone of computer, inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolgrelaties van uw activiteiten op uw bloedsuikerspiegel en gemakkelijk diabetesgegevens te delen met uw diabeteszorgverlener.

*De Pod Probeer-Kit kan niet rechtstreeks door patiënten besteld worden in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. In die landen is de Pod Probeer-Kit enkel beschikbaar voor zorgverleners.

**De Pod demo is een naaldvrije, niet-werkende Pod die tot 3 dagen gedragen kan worden.

***Niet in alle landen beschikbaar, neem contact op met uw plaatselijke Omnipod® Klantenserviceteam

Technische specificaties

Pod-ontwerp

Grootte

3,9 cm breed x 5,2 cm lang x 1,45 cm hoog

Insuline

Bevat maximaal 200 eenheden snelwerkende U-100 insuline

Gemiddeld gewicht

26 g zonder insuline

Kenmerken Persoonlijke Diabetesmanager

Alarmen

Instelbaar volume en trilalarmen

Signalen/Herinneringen

BG-herinnering

Uiterste gebruiksdatum Pod

Bijna leeg reservoir

Bolusherinneringen

Programmaherinneringen

Andere functies

4,0 inch LCD-Touchscreen

Boluscalculator

Bluetooth® draadloze technologie

Historie van gegevens tot 90 dagen

Toediening van bolusinsuline

Verhogingsstap voor bolus

0.05 eenheden

Correctiefactor

1:1 tot 1:400 mg/dl in verhogingsstappen van 1 mg/dl

0,1 tot 16,7 mmol/l in verhogingsstappen van 0,1 mmol/l

Insuline/KH-verhouding

1:1 tot 1:150 g in verhogingsstappen van 0,1 g

Maximale bolusgrootte

30 eenheden

Toediening van de basaalinsuline

Minimale bas. snelh.

0.00 units/hour

Maximale bas. snelh.

30 eenheden/uur

Basaalstappen

0,05 eenheden/uur

Tijdelijke basaalduur

30 minuten tot 12 uur

Verhogingsstappen van 30 minuten



Archie H.

OMNIPOD®-GEBRUIKER
SINDS 2017

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningsysteem is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben.

Het Omnipod DASH®-systeem is getest en veilig bevonden voor gebruik met de volgende soorten U-100-insuline: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® of Apidra®. Zie de gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor de volledige veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten en instructies.



WWW.OMNIPOD.COM >

 [INSULET_NL](#)  [MYOMNIPOD NETHERLANDS](#)  [MYOMNIPOD_NL](#)

† Telefoongesprekken kunnen worden gemonitord en opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Telefoongesprekken met 0800-nummers zijn gratis vanaf lokale vaste lijnen, maar netwerken kunnen kosten in rekening brengen.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Glooko en diasend zijn handelsmerken van Glooko, Inc. en worden met toestemming gebruikt. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Insulet Corporation is onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende merkhouders. Het gebruik van handelsmerken van derden vormt geen onderschrijving van het product en impliceert geen commerciële relatie of anderszortige verbondenheid. 1 King St, Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-09-2019-00133 V2

Frankie C.

OMNIPOD®GEBRUIKER SINDS VOORDAT
HIJ ZELFS MAAR KON LOPEN

