

Vergelijkingstabel

	SPECIFICATIE	Omnipod® Insuline Management Systeem	Omnipod DASH® Insuline Management Systeem
APPARAAT/HULPMIDDEL	Afmetingen (cm)	3.9 Br x 5.2 L x 1.45 H	3.9 Br x 5.2 L x 1.45 H
	Gewicht (gram, zonder insuline)	25	26
	Reservoir	200 eenheden	200 eenheden
	Afmetingen PDM	6.21 Br x 11.25 L x 2.5 H	6.3 Br x 13.0 L x 1.0 H
	Gewicht PDM (gram)	125	106
	Touch screen	Neen	Ja
	Type batterij	Disposable AAA alkaline (2)	oplaadbare Li-ion-batterij
	Batterijduur	Ongeveer 3 weken	Na volledig opladen ongeveer 2 dagen bij normaal gebruik
	Infusie canule	Automatische inbrenging Canule	Automatische inbrenging Canule
	Garantie	4 jaar	4 jaar
KENMERKEN	Waterdichtheid	IPX8*	IP28*
	CGM integratie	Neen	Neen
	Comptabiliteit bloedglucosemeter	In PDM geïntegreerd	Handmatig BG invoeren, elke BGM kan worden gebruikt
	Data Management Software	Insulet Provided diasend®	Insulet Provided diasend®
	Registratie van Pod locaties	Neen	Ja
	Wireless bron. Maximale afstand voor Bolustoediening	Bidirectional radio-frequency (RF) - tot 1.5m. Pod en PDM moeten naast elkaar liggen om een nieuwe Pod te activeren	Bluetooth® Wireless Technologie - tot 1.5m. Pod en PDM moeten naast elkaar liggen om een nieuwe Pod te activeren
INSULINETOEDIENING	Verhoging Basaal	0.05 E/uur	0.05 E/uur
	Basaalsnelheid nul	Neen	ja
	Insuline-koolhydraat ratio	1 g/E insuline	0.1 g/E insuline
	Basaalprogramma's	7	12
	Tijdelijke voorinstellingen	7	12
	Voorinstellingen Bolus	7	7

*De Pod is gedurende 60 minuten waterdicht tot een diepte tot 7,6 meter. De PDM is niet waterdicht.

©2019 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Glooko en diasend zijn handelsmerken van Glooko, Inc. en worden met toestemming gebruikt. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Insulet Corporation is onder licentie. 1 King St, Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-09-2019-00136 V2

